

Pab Coniglio Contro Phospho-Bcar1-Y165 Per Wb, Elisa - P56945

Numero articolo: CM0000982



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico contro BCAR1 (pY165) validato per Western blot e ELISA. Rileva p130cas umano, murine e di ratto. Ideale per studiare la segnalazione mediata da integrine, l'adesione cellulare e la migrazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-BCAR1-Y165 Rabbit pAb
Note/Alias	CAS, CAS1, CASS1, CRKAS, P130Cas, Phospho-BCAR1-Y165
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9564
ID gene	9564
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico fosforilato intorno alla Y165 della BCAR1 umana (NP_055382.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P56945
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio