

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Bcar1 (Y410) Per Wb, Elisa - P56945

Numero articolo: CM0001452



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce BCAR1 fosforilato sulla tirosina 410 (P56945). Validato per WB ed ELISA, reagisce con campioni umani e di topo. Ideale per studi di segnalazione dell'adesione e della migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Fosfo-BCAR1-Y410
Note/Alias	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; Fosfo-BCAR1-Y410
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9564
GeneID	9564
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato intorno a Y410 di BCAR1 umano (NP_055382.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P56945
Peso Proteico	93kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio