

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Bcl-2-S87 Per Wb - P10415

Numero articolo: CM0001094



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che rileva Bcl-2 fosforilato in Ser87. Ideale per WB ed ELISA in campioni umani e di ratto; supporta la ricerca su apoptosi, autofagia e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-Bcl-2-S87
Note/Alias	Bcl-2; PPP1R50; Phospho-Bcl-2-S87
Specie	Umano
GeneID (Umano)	596
GeneID	596
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S87 di Bcl-2 umano (NP_000624.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P10415
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio