

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Beclin 1 (Ser15) Per Wb Ed Elisa - Q14457

Numero articolo: CM0001642



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico per Beclin-1 (Ser15) per WB ed ELISA. Reagisce con Beclin-1 umano, murino e di ratto (52 kDa). Essenziale per la ricerca sull'autofagia, l'apoptosi e la difesa dell'ospite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-Beclin 1-Ser15
Note/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Phospho-Beclin 1-Ser15
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8678
ID Gene	8678
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S15 di Beclin 1 umano (NP_003757.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14457
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio