

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Beclin 1 (Ser90) Per Wb Ed Elisa - Q14457

Numero articolo: CM0001314



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce Beclin-1 in Ser90. Validato per Western blot ed ELISA in umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca su autofagia, apoptosi ed endocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Phospho-Beclin 1-Ser90
Note/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Phospho-Beclin 1-Ser90
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8678
GeneID	8678
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S90 di Beclin 1 umana (NP_003757.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14457
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio