

Anticorpo Pab Di Coniglio Anti-Fosfo-Beclin 1-Ser93 Per Wb, Elisa - Q14457

Numero articolo: CM0001425



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-fosfo-Beclin 1-Ser93 validato per WB ed ELISA. Rileva la Beclin-1 umana fosforilata a Ser93, un regolatore chiave dell'autofagia e dell'apoptosi. Ideale per la ricerca sull'autofagia, sull'apoptosi e sulla difesa dell'ospite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo pAb di coniglio anti-fosfo-Beclin 1-Ser93
Note/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Fosfo-Beclin 1-Ser93
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	8678
ID Gene	8678
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S93 della Beclin 1 umana (NP_003757.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q14457
Peso molecolare della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio