

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Brca1-S1423 - P38398

Numero articolo: CM0000740



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Fosfo-BRCA1 (S1423) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività per umano, topo, ratto. Utile per la ricerca sul danno al DNA e in oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-Fosfo-BRCA1-S1423
Note/Alias	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; Fosfo-BRCA1-S1423
Specie	Umano
GeneID (Umano)	672
GeneID	672
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a S1423 di BRCA1 umano (NP_009225.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P38398
Peso Proteico	208kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio