


Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Brd4 (S492/S494) Per Wb, Db, Elisa - O60885

Numero articolo: CM0000726



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che bersaglia BRD4 in S492/S494. Validato per Western blot, dot blot e ELISA con reattività umana; utilizzato per studi sulla memoria epigenetica e la regolazione della trascrizione. ~152 kDa. UniProt O60885.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-BRD4-S492/S494 Rabbit pAb
Note/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S492/S494
Specie	Uomo
GenelD (umano)	23476
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, DB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	O60885
Peso proteico	152kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio