


Phospho-Brd4-T204 Rabbit Mab Per Wb, Elisa - O60885

Numero articolo: CM0001163



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Phospho-BRD4-T204 validato per WB e ELISA. Rileva BRD4 umano e ratto fosforilato alla Treonina 204. Adatto per lo studio della memoria epigenetica, della regolazione della trascrizione e della segnalazione NF-kappa-B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-BRD4-T204 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-T204
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23476
GeneID	23476
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a T204 del BRD4 umano (NP_490597.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano,Ratto
SWISS	O60885
Peso proteico	152kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio