


Phospho-Brd4-T204 Coniglio Pab - O60885

Numero articolo: CM0000823



introduzione

Phospho-BRD4-T204 Coniglio pAb rileva il BRD4 fosforilato alla treonina 204. Validato per WB e ELISA, cross-reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per studi epigenetici e di regolazione della trascrizione. ~152kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-BRD4-T204 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-T204
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23476
GeneID	23476
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato attorno a T204 del BRD4 umano (NP_490597.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60885
Peso Proteico	152kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio