


Fosfo-Brd4-T249 Coniglio Pab Per Wb - O60885

Numero articolo: CM0001199



introduzione

Fosfo-BRD4-T249 Coniglio pAb rileva BRD4 fosforilato in Thr249. Validato per WB in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla memoria epigenetica e sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-BRD4-T249 Coniglio pAb
Note/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Fosfo-BRD4-T249
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23476
ID Gene	23476
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico fosforilato attorno a T249 di BRD4 umano (NP_490597.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O60885
Peso Proteico	152kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio