


Pab Di Coniglio Phospho-C-Abl-Y412 - P00519

Numero articolo: CM0000491



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che rileva c-Abl fosforilato in Y412. Adatto per IHC-P e ELISA, con reattività crociata verso essere umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione della chinasi ABL1, dell'apoptosi e delle dinamiche del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-c-Abl-Y412 Rabbit pAb
Note/Alias	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Phospho-c-Abl-Y412
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	25
GeneID	25
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato intorno alla Y412 di ABL1 umano (NP_009297.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P00519
Peso proteico	123kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio