


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-C-Abl-Y412 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P00519

Numero articolo: CM0000426



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per phospho-c-Abl (Y412) per l'uso in WB, IHC-P ed ELISA. Rileva la fosforilazione di c-Abl in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul cancro, la segnalazione delle chinasi e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-c-Abl-Y412
Osservazioni/Alias	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Phospho-c-Abl-Y412
Specie	Umano
GenelD (Umano)	25
GenelD	25
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide fosforilato sintetico intorno a Y412 di ABL1 umano (NP_005148.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00519
Peso Proteico	123kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio