


Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-C-Jun-S243 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05412

Numero articolo: CM0000599



introduzione

Phospho-c-Jun-S243 Rabbit pAb rileva la c-Jun fosforilata alla Serina 243 di uomo, topo e ratto. Convalidato per WB, IHC-P e ELISA, questo anticorpo supporta la ricerca sul complesso di trascrizione AP-1 e sulla segnalazione cancerosa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-c-Jun-S243 Rabbit pAb
Note/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S243
Specie	Uomo
ID gene (umano)	3725
ID gene	3725
Immunogeno	Peptide sintetico / Un peptide sintetico fosforilato intorno alla S243 della Jun umana (NP_002219.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05412
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Ghiaccio secco