


Fosfo-C-Jun-S63 Coniglio Pab Per Wb E Elisa - P05412

Numero articolo: CM0000877



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che targeting c-Jun fosforilato a Ser63. Validato per Western blot e ELISA, cross-reatta con umano e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione del fattore di trascrizione AP-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-c-Jun-S63 coniglio pAb
Osservazioni/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Fosfo-c-Jun-S63
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3725
GeneID	3725
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato attorno a S63 di c-Jun umano (NP_002219.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P05412
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio