


Pab Di Coniglio Contro Phospho-C-Jun-S63 - P05412

Numero articolo: CM0001709



introduzione

pAb di coniglio contro Phospho-c-Jun-S63 rileva c-Jun fosforilato alla Serina 63 in campioni di uomo, topo e ratto. Adatto per WB, IHC-P, ELISA nella ricerca su trascrizione e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio contro Phospho-c-Jun-S63
Note/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S63
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3725
GeneID	3725
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione S63 della Jun umana (NP_002219.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05412
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacco refrigerante