


Phospho-C-Jun-S73 Rabbit Pab - P05412

Numero articolo: CM0001691



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla c-Jun fosforilata alla Serina 73, convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione del fattore di trascrizione AP-1 nel cancro e nelle risposte immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-c-Jun-S73 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S73
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3725
GeneID	3725
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a S73 della c-Jun umana (NP_002219.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P05412
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio