


## Fosfo-C-Jun-S73 Coniglio Pab - P05412

Numero articolo: CM0001064



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Fosfo-c-Jun-S73 per WB, IHC-P, ELISA. Rileva c-Jun fosforilato in S73 in umano, topo, ratto. Materia prima IVD per la ricerca sul cancro e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Fosfo-c-Jun-S73 Coniglio pAb                                                |
| Note/Alias            | AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Fosfo-c-Jun-S73                                |
| Specie                | Umano                                                                       |
| GeneID                | 3725                                                                        |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico fosforilato intorno a S73 di c-JUN umano (NP_002219.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                    |
| Categoria             | Anticorpi Fosforilati                                                       |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                            |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                          |
| SWISS                 | P05412                                                                      |
| Peso Proteico         | 36kDa                                                                       |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                          |