


Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-C-Jun-T91 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05412

Numero articolo: CM0001220



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che targeting Thr91 del fattore di trascrizione c-Jun (AP-1, p39). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione JNK, della proliferazione cellulare e dell'oncogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-c-Jun-T91 Rabbit pAb
Note/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-T91
Specie	Umano
Gene ID	3725
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a T91 di JUN umano (NP_002219.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05412
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio