


Anticorpo Monoclonale Coniglio Phospho-C-Myc-S62 Per Wb Ed Elisa - P01106

Numero articolo: CM0001143



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Phospho-c-Myc-S62 ad alta specificità validato per Western blotting (WB) ed ELISA in campioni umani e di topo. Ideale per studiare la fosforilazione di c-Myc e l'attività trascrizionale. Peso molecolare ~51 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio Phospho-c-Myc-S62
Note/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-S62
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4609
GeneID	4609
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a S62 di c-Myc umano (NP_002458.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P01106
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio