


Mab Coniglio Anti Phospho-C-Myc-T58/S62 Per Wb, Elisa - P01106

Numero articolo: CM0000874



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti Phospho-c-Myc (T58/S62) convalidato per WB e ELISA. Specifico per c-Myc umano fosforilato in Thr58 e Ser62, con reattività crociata nel ratto. Ideale per lo studio della segnalazione di Myc, della proliferazione cellulare e dell'attivazione degli oncogeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Specificazione	Dettagli
Nome prodotto	mAb coniglio anti Phospho-c-Myc-T58/S62
Note/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-T58/S62
Specie	Umana
ID gene	4609
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno a T58 e S62 di c-Myc umano (P01106)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P01106
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio