


Phospho-Troponina I Cardiaca (Tnni3)-S23/S24 Mab Di Coniglio Per Ihc-P, Elisa - P19429

Numero articolo: CM0001792



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce la forma fosforilata S23/S24 della troponina I cardiaca umana (TNNI3), validato per IHC-P e ELISA. Rileva la troponina I cardiaca umana, un regolatore chiave della contrazione muscolare cardiaca. Ideale per studi su biomarcatori cardiaci e segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Troponina I Cardiaca (TNNI3)-S23/S24 mAb di coniglio
Note/Alias	CMH7; RCM1; cTnI; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Phospho-Troponina I Cardiaca (TNNI3)-S23/S24
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7137
ID gene	7137
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione S23 e S24 della Troponina I Cardiaca umana (TNNI3) (NP_000354.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P19429
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio