


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Cbl-Y700 Per Wb Ed Elisa - P22681

Numero articolo: CM0000461



introduzione

L'Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-CBL-Y700 rileva la CBL fosforilata in Tyr700 in campioni umani, validato per WB ed ELISA. Adatto per studiare l'ubiquitinazione, la segnalazione dei RTK e la biologia degli osteoclasti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-CBL-Y700
Note/Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; Fosfo-CBL-Y700
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	867
ID Gene	867
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y700 della CBL umana (NP_005179.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P22681
Peso Proteico	100kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio