


Mab Di Coniglio Anti-Fosfo-Cdc6-S54 Per Wb, Elisa - Q99741

Numero articolo: CM0001942



introduzione

mAb di coniglio anti-Fosfo-Cdc6-S54 (Q99741) validato per WB, ELISA. Rileva CDC6 umano e murino fosforilato in Ser54. Ideale per la ricerca sulla replicazione del DNA e sui checkpoint del ciclo cellulare. Materie prime IVD one-stop di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-Fosfo-Cdc6-S54
Note/Alias	CDC18L; HsCDC6; MGORS5; HsCDC18; Fosfo-Cdc6-S54
Specie	Umano
GeneID (Umano)	990
GeneID	990
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S54 di Cdc6 umano (Q99741).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q99741
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio