

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-Cdk1-T14 Per Wb, Elisa - P06493

Numero articolo: CM0001634



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro CDK1 fosforilata in Thr14. Validato per WB ed ELISA in campioni umani e murini. Rileva una banda di ~34 kDa. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare, la mitosi e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-CDK1-T14
Note/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-T14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	983
GeneID	983
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a T14 di CDK1 umana (NP_001777.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P06493
Peso Proteico	34 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio