


Phospho-Cdk1-T161 Rabbit Pab - P06493

Numero articolo: CM0001656



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio Phospho-CDK1-T161 rileva specificamente il CDK1 fosforilato in Thr161 in campioni umani, murini e di ratto. Validato per WB, IP, IF-P, IHC-P ed ELISA. Ideale per studi sul ciclo cellulare e sulla mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-CDK1-T161 Rabbit pAb
Note/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-T161
Specie	Umano
Gene ID	983
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a T161 del CDK1 umano (NP_001777.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P06493
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio