

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-Cdk1-T161+Cdk2/Cdk3-T160 Per Wb, Ip, If - P06493

Numero articolo: CM0000667



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che riconosce la fosforilazione T161 di CDK1 e la corrispondente fosforilazione T160 di CDK2/CDK3. Validato per Western blot, immunoprecipitazione e immunofluorescenza su campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-CDK1-T161+CDK2/CDK3-T160 Rabbit mAb
Note/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	983
GeneID	983
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide fosforilato sintetico intorno alla T161 della CDK1 umana (NP_001777.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P06493
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio