


Mab Coniglio Anti Fosfo-Cdk1-Y15 Per Wb, Elisa - P06493

Numero articolo: CM0001140



introduzione

mAb coniglio anti Fosfo-CDK1-Y15 per WB, ELISA. Rileva CDK1 fosforilato alla Tyr15 in campioni umani. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare, la mitosi e il danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettaglio
Nome prodotto	mAb coniglio anti Fosfo-CDK1-Y15
Note / Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-Y15
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	983
GeneID	983
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione Y15 di CDK1 umana (NP_001777.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P06493
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio