


Anticorpo Monoclonale Coniglio Phospho-Cdk1/2-T14 Per Wb, Elisa - P06493 / P24941

Numero articolo: CM0000875



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Phospho-Cdk1/2-T14 validato per WB ed ELISA; rileva il T14 fosforilato di CDK1 e CDK2 umani, reagisce incrociatamente con topo e ratto; adatto per studi sul ciclo cellulare e sulla mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-Cdk1/2-T14 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-Cdk1/2-T14
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	983 / 1017
ID Gene	983 / 1017
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno al T14 del CDK1 umano (P06493) / CDK2
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06493 / P24941
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio