


Mab Di Coniglio Anti Phospho-Cdk1/2/3-T14 - P06493/P24941/Q00526

Numero articolo: CM0001545



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti Phospho-CDK1/2/3-T14 convalidato per WB e ELISA. Rileva la CDK1/2/3 umana, di topo e di ratto fosforilata alla T14. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti Phospho-CDK1/2/3-T14
Note/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1/2/3-T14
Specie	Umana
GeneID (umano)	983/1017/1018
GeneID	983/1017/1018
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato intorno alla T14 della proteina CDK1/2/3 umana CDK1 (P06493).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P06493/P24941/Q00526
Peso proteico	34 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio