


Mab Coniglio Anti Phospho-Cdk2-Y15 Per Wb, Elisa - P24941

Numero articolo: CM0000883



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico che riconosce CDK2 umano fosforilato in Tyr15. Validato per WB e ELISA, reattivo con proteine umane e di topo. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti Phospho-CDK2-Y15
Annotazioni/Alias	CDKN2; p33(CDK2); Phospho-CDK2-Y15
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1017
GeneID	1017
Immunogeno	Peptide sintetico: Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione intorno a Y15 della CDK2 umana (NP_001789.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
SWISS	P24941
Peso proteico	34 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio