


Pab Di Coniglio Phospho-Cdk6-Y13 - Q00534

Numero articolo: CM0001833



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-CDK6-Y13 per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva la fosforilazione Y13 della CDK6 umana; reattività crociata con il topo. Adatto per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla differenziazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio Phospho-CDK6-Y13
Note/Alias	MCPH12; PLSTIRE; Phospho-CDK6-Y13
Specie	Umana
ID genico	1021
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno alla Y13 della CDK6 umana (NP_001250.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q00534
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio