


Phospho-Cdk6-Y24 Rabbit Pab Per Wb/If/Icc - Q00534

Numero articolo: CM0000413



introduzione

Phospho-CDK6-Y24 Rabbit pAb rileva il CDK6 umano fosforilato a Tyr24. Adatto per WB, IF/ICC. Validato nell'uomo, nel topo. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare, sulla differenziazione e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-CDK6-Y24 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MCPH12; PLSTIRE; Phospho-CDK6-Y24
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1021
GeneID	1021
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide specifico per la fosforilazione corrispondente ai residui circostanti Y24 del CDK6 umano
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q00534
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio