


Phospho-Cdkn1B/P27Kip1-T187 Rabbit Pab Per Wb - P46527

Numero articolo: CM0001583



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che targettizza CDKN1B/p27KIP1 fosforilata a T187; validato per Western blot su campioni umani. Ideale per ricerche sul ciclo cellulare e sui soppressori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-CDKN1B/p27KIP1-T187 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; Phospho-CDKN1B/p27KIP1-T187
Specie	Umano
GeneID (umano)	1027
GeneID	1027
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosfo-specifico corrispondente ai residui circostanti T187 di CDKN1B/p27KIP1 umana
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB
Reattività crociata	Umano
SWISS	P46527
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio