

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Phospho-Cebpb (T235) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17676

Numero articolo: CM0000775



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Phospho-CEBPB (T235), validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva CEBPB umano, murino, di ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione trascrizionale, la risposta immunitaria e l'adipogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Phospho-CEBPB-T235
Note/Alias	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1051
ID Gene	1051
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a T235 di CEBPB umano (NP_005185.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17676
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca refrigerante