

## Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-C/Ebpb-T235 Per Wb, Elisa - P17676

Numero articolo: CM0000676



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Phospho-C/EBPB-T235 convalidato per WB ed ELISA. Riconosce il C/EBPB umano e del topo fosforilato in T235, un fattore di trascrizione chiave nella risposta immunitaria e nell'adipogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | Phospho-C/EBPB-T235 Rabbit pAb                                                  |
| Osservazioni/Alias    | TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta; Phospho-C/EBPB-T235                           |
| Specie                | Umano                                                                           |
| Gene ID (Umano)       | 1051                                                                            |
| Gene ID               | 1051                                                                            |
| Immunogeno            | Un peptide fosforilato sintetico attorno al T235 del C/EBPB umano (NP_005185.2) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                        |
| Categoria             | Anticorpi fosforilati                                                           |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                       |
| Reattività incrociata | Umano, Mouse                                                                    |
| SWISS                 | P17676                                                                          |
| Peso proteico         | 36kDa                                                                           |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                              |