

## Phospho-Cfl1-S3 Rabbit Pab Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23528

Numero articolo: CM0000502



### introduzione

Phospho-CFL1-S3 Rabbit pAb rileva la cofilina-1 fosforilata endogena a Ser3 nell'uomo, nel topo e nel ratto. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Uno strumento IVD affidabile per lo studio della dinamica dell'actina e della regolazione del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Phospho-CFL1-S3 Rabbit pAb                                                                       |
| Note/Alias          | CFL; cofilin; HEL-S-15; Phospho-CFL1-S3                                                          |
| Specie              | Umano                                                                                            |
| GeneID (Umano)      | 1072                                                                                             |
| GeneID              | 1072                                                                                             |
| Immunogeno          | Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a S3 della CFL1 umana (NP_005498.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi Fosforilati                                                                            |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                         |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                               |
| SWISS               | P23528                                                                                           |
| Peso Proteico       | 19kDa                                                                                            |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                               |