

Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Cgas (S420) Per Wb E Elisa - Q8C6L5

Numero articolo: CM0000665



introduzione

Phospho-CGAS-S420 Rabbit pAb rileva CGAS fosforilato sulla serina 420 in campioni di topo, uomo e ratto. Convalidato per WB e ELISA. Ideale per ricerche sull'immunità innata, la via cGAS-STING e il rilevamento del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Phospho-CGAS-S420 Rabbit pAb
Note/Alias	Mb21d1; E330016A19Rik; Phospho-CGAS-S420
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	115004
GeneID	214763
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno alla S420 di CGAS di topo (NP_775562.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q8C6L5
Peso proteico	58 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio