


Fosfo-Chk1-S280 Coniglio Pab - O14757

Numero articolo: CM0000542



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che mira alla Ser280 della Chk1 umana (CHEK1) per WB, IHC-P, ELISA. Validato in umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul danno al DNA e sui checkpoint del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-Chk1-S280 Coniglio pAb
Note/Alias	CHK1; Fosfo-Chk1-S280
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1111
ID Gene	1111
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato intorno a S280 della Chk1 umana (NP_001265.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14757
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio