


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Chk1-S317 (Wb, Elisa) - O14757

Numero articolo: CM0000628



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico che riconosce i livelli endogeni di Chk1 fosforilata a Ser317. Validato per Western blotting (WB) ed ELISA su campioni umani. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sui danni al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	Phospho-Chk1-S317 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CHK1; Phospho-Chk1-S317
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1111
Gene ID	1111
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno alla S317 di Chk1 umana (NP_001265.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	O14757
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio