


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-Chk1-S345 Per Wb, Elisa - O14757

Numero articolo: CM0000505



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che rileva la Chk1 fosforilata endogena su Ser345, validato per western blot ed ELISA con reattività crociata umana e murina, mirato alla chinasi chiave del checkpoint del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-Chk1-S345
Note/Alias	CHK1; Phospho-Chk1-S345
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1111
GeneID	1111
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a S345 della Phospho-Chk1-S345 umana (NP_001107593.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	O14757
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio