

Pab Di Coniglio Phospho-Chk2-S516 - 096017

Numero articolo: CM0001269



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che rilevare i livelli endogeni di Chk2 solo quando fosforilato alla Serina 516. Convalidato per WB e ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla risposta al danno del DNA e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio Phospho-Chk2-S516
Note/Alias	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Phospho-Chk2-S516
Specie	Umana
GeneID	11200
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla S516 della Chk2 umana (NP_009125.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O96017
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio