


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Connessina 43-S368 Per Ihc-P, Elisa - P17302

Numero articolo: CM0001217



introduzione

pAb di coniglio fosfo-specifico che targeting la connessina-43 umana fosforilata a Ser368. Validato per IHC-P ed ELISA; cross-reagisce con topo, ratto. Ideale per la ricerca sui gap junction, cardiaca e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-Connessina 43-S368 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Fosfo-Connessina 43-S368
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2697
GeneID	2697
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S368 di GJA1 umano (NP_000156.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P17302
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio