

Phospho-Creb1-S129 Coniglio Pab - P16220-1

Numero articolo: CM0001507

introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio Phospho-CREB1-S129 rileva specificamente il CREB1 fosforilato in Ser129 in campioni umani e di ratto. Validato per WB ed ELISA, questo anticorpo supporta studi sulla trasduzione del segnale e sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-CREB1-S129 Coniglio pAb
Note/Alias	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S129
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1385
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S129 del CREB1 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P16220-1
Peso Proteico	36KDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio