

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-Creb1-S133 Per Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - P16220

Numero articolo: CM0000888



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce CREB1 fosforilato in Ser133. Applicazioni validate includono WB, IHC-P, citometria a flusso intracellulare ed ELISA con reattività crociata per uomo, topo, ratto. Adatto per studi sulla segnalazione cAMP e regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-CREB1-S133
Note/Alias	CREB; CREB-1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1385
GeneID	1385
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico fosforilato intorno a S133 di CREB1 umano (NP_604391.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16220
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca refrigerante