

Pab Di Coniglio Phospho-Creb1-S133 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16220

Numero articolo: CM0001280



introduzione

Il pAb di coniglio Phospho-CREB1-S133 rileva la CREB1 fosforilata alla Serina 133 in uomo, topo e ratto. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, permette la ricerca sulla trascrizione e la segnalazione cAMP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio Phospho-CREB1-S133
Note / Alias	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S133
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1385
ID gene	1385
Immunogeno	Peptide sintetico; Peptide fosforilato sintetico intorno alla S133 della CREB1 umana (NP_604391.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P16220
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio