

Phospho-Creb1-S142 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb - P16220

Numero articolo: CM0000674



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio Phospho-CREB1-S142 rileva specificamente la CREB1 fosforilata in Ser142 mediante Western blot. Validato su campioni umani, di topo e di ratto, supporta la ricerca sulla regolazione trascrizionale, la biologia circadiana e la differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-CREB1-S142 Anticorpo Policlonale di Coniglio
Note/Alias	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S142
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1385
ID Gene	1385
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide fosfo-specifico corrispondente alle sequenze circostanti S142 della CREB1 umana
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16220
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio