


Anticorpo Monoclonale Coniglio Phospho-Crk P38-Y221 Per Wb, Elisa - P46108

Numero articolo: CM0001059



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico contro Crk p38 a Y221. Validato per WB ed ELISA, reattività crociata umana. Adatto per studiare l'adesione cellulare, la migrazione e le vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-Crk p38-Y221 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	p38; CRKII
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1398
GeneID	1398
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y221 di Crk p38 umano (NP_058431.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P46108
Peso Proteico	34 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio