


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosforo-Ciclina D1 (T286) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P24385

Numero articolo: CM0001049



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Ciclina D1 umana fosforilata a T286, convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per lo studio della transizione G1/S e dell'oncogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Cyclin D1-T286 Rabbit pAb
Note/Alias	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Phospho-Cyclin D1-T286
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	595
GeneID	595
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione T286 della Ciclina D1 umana (NP_444284.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P24385
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio