

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Ciclina E1-T395 Per Wb, If/Icc, Elisa - P24864

Numero articolo: CM0000776



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro la Ciclina E1 fosforilata in T395. Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-Fosfo-Ciclina E1-T395
Note/Alias	CCNE; pCCNE1; Fosfo-Ciclina E1-T395
Specie	Umana
GeneID (Umano)	898
GeneID	898
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato attorno al residuo T395 della Ciclina E1 umana (NP_001229.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P24864
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio